

# normomar<sup>®</sup>

spray

## Agua Marina ISOTÓNICA

Aloe Vera y Ácido Hialurónico

HIGIENE NASAL DIARIA

### NORMOMAR<sup>®</sup> AGUA MARINA ISOTÓNICA CON ALOE VERA Y ÁCIDO HIALURÓNICO SPRAY NASAL

Una buena higiene nasal es importante tanto para niños como adultos. El exceso de mucosidad dentro de las cavidades nasales puede aumentar la proliferación microbiana o la sequedad excesiva de la mucosa nasal.

**NORMOMAR<sup>®</sup> Agua Marina Isotónica con Aloe Vera y Ácido Hialurónico** hidrata las cavidades nasales gracias a su acción mecánica de lavado y extracción. El estado de la mucosa nasal es esencial para respirar, ya que filtra, humidifica y calienta el aire que respiramos. Existen ciertas ocasiones donde esta mucosa se ve alterada: rinitis, alergias, sequedad en las fosas nasales después de procesos quirúrgicos, aires acondicionados o tratamientos con medicamentos. Gracias al Aloe Vera que permite mantener la permeabilidad de la mucosa nasal y al 0,2% de Ácido Hialurónico, que con su alto poder hidratante ayuda a restaurar la mucosa nasal y a promover su buen funcionamiento, aportando un efecto calmante y una hidratación intensa y duradera.

**NORMOMAR<sup>®</sup> Agua Marina Isotónica con Aloe Vera y Ácido Hialurónico** conserva la especificidad de las propiedades del agua de mar natural.

El agua de mar proviene de la Bahía de Cancale en Bretaña, conocida por la calidad de sus aguas. La bahía de Cancale se caracteriza por mareas excepcionales (12 m) y es arrastrada por fuertes corrientes que previenen la contaminación de sus aguas. Esta combinación única garantiza que el agua se auto-limpie constantemente y que sea particularmente pura. La toma de muestras se efectúa automáticamente cuando la calidad del agua es óptima (después del período de marea alta). La zona de toma de muestras se clasifica como clase A y está sometida a vigilancias y controles sanitarios continuos (microbiológicos, contaminación química, fitoplancton, pH...).

#### PRESENTACIÓN:

Botella de spray presurizado de 120 ml con aplicador nasal de fuerza 1.

#### COMPOSICIÓN:

Agua purificada, agua de mar (solución isotónica 0,9%), Aloe Vera (0,5%) y hialuronato de sodio (0,2%).

#### INDICACIONES:

Un buen uso de **Normomar<sup>®</sup> Agua Marina Isotónica con Aloe Vera y Ácido Hialurónico** en la higiene

nasal cotidiana de bebés a partir de 1 año, niños y adultos, permite una ayuda terapéutica en algunas indicaciones básicas como nasofaringitis, rinitis obstructiva y sinusitis, nariz seca, ronquera debido a mucosas secas y coadyuvante en los tratamientos ORL pediátricos.

#### MODO DE EMPLEO:

1. Introducir cuidadosamente la punta del aplicador en un orificio nasal.
2. Presionar el cabezal del pulverizador.
3. Dejar drenar el exceso para extraer la mucosidad, después sonarse.
4. Repetir en el otro orificio.
5. Limpiar el aplicador con agua y secar.
6. Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso. Aplicar en cada orificio nasal tantas veces como sea necesario.

#### INSTRUCCIONES PARA APLICAR EL PRODUCTO AL BEBÉ:

1. Acueste a su bebé con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado para facilitar la entrada del agua de mar en la cavidad nasal.
2. Presione la bomba y pulverice el producto durante unos segundos.
3. Siente al bebé para dejar drenar el exceso. Limpie el exceso de solución y mucosidad con un pañuelo.
4. Repita el proceso en el otro orificio.
5. Cuidadosamente limpie alrededor de las fosas nasales sin introducir el pañuelo en la nariz del bebé. Limpie el aplicador con agua y séquelo.

Aplicar en cada fosa nasal de 2 a 3 veces al día.

#### ADVERTENCIAS:

- Por motivos de higiene y para evitar la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No usar este producto después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la botella.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40° C y protegido de la luz solar directa u otras fuentes de calor.
- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.

120ml

Fecha de revisión: 07-06-2019



**NORMON**  
OTC

P1.11

# normomar<sup>®</sup> spray

## Sea Water ISOTONIC Aloe Vera and Hyaluronic Acid DAILY NASAL HYGIENE

### **NORMOMAR<sup>®</sup> SEA WATER ISOTONIC WITH ALOE VERA AND HYALURONIC ACID NASAL SPRAY**

A proper nasal hygiene is important for adults, children and babies. The excess of mucus in the nasal cavities may increase the microbial proliferation and the excessive dryness of the nasal mucosa.

**NORMOMAR<sup>®</sup> Sea Water Isotonic with Aloe Vera and Hyaluronic Acid** hydrates nasal cavities thanks to its mechanical action and helps washing and extracting the mucus. The condition of the nasal mucosa is essential in breathing as it filters, humidifies and warms the air we breathe. There are certain circumstances that alter the nasal mucosa: rhinitis, allergies, dry nostril after surgical processes, air conditioners and drug treatments.

Thanks to Aloe Vera, which easily allows the permeability of the nasal mucosa, and 0.2% Hyaluronic Acid, whose high moisturizing power helps to restore nasal mucosa and promote its normal operation, this product provides long-lasting hydration and a soothing effect.

**NORMOMAR<sup>®</sup> Sea Water Isotonic with Aloe Vera and Hyaluronic Acid** maintains the specific properties of natural sea water.

The sea water comes from the Cancale Bay, in Brittany, which is renowned for the top quality of its water. The Cancale Bay boasts an exceptional tidal range (12 m) and is swept by strong prevailing currents preventing pollution of the waters. This unique combination ensures that the water is constantly self-cleaning and is, therefore, consistently pure. Sampling is performed automatically when the water quality is optimal (after the high tide period). The sampling area is classified as Class A, and is subject to continuous monitoring and sanitary controls (microbiological, chemical contamination, phytoplankton, pH...).

#### **PRESENTATION:**

Pressurized spray bottle of 120 ml with nasal applicator in force 1.

#### **COMPOSITION:**

Purified water, sea water (0.9% isotonic solution), Aloe Vera (0.5%) and sodium hyaluronate (0.2%).

#### **INDICATIONS:**

A proper use of **NORMOMAR<sup>®</sup> Sea Water Isotonic with Aloe Vera and Hyaluronic Acid** in the daily nasal hygiene of babies from 1 year, children and adults

allows offering therapeutic aid in some basic indications such as: nasopharyngitis, obstructive rhinitis and sinusitis, non-productive dry nose, hoarseness due to dry mucous membranes, and it performs as adjuvant in ENT and it serves as an adjuvant in ENT pediatric treatments.

#### **INSTRUCTIONS FOR USE:**

1. Gently insert the tip at the entrance of the nostril.
2. Press the spray head.
3. Allow to drain the excess solution in washing to extract the mucus, and then blow.
4. Repeat on the other nostril.
5. Clean the tip with water and dry.
6. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.

Apply in each nostril as often as necessary.

#### **INSTRUCTIONS TO APPLY THE PRODUCT TO THE BABY:**

1. Lay your baby down with the head slightly tilted to one side to facilitate the entry of sea water in the nostril.
2. Pulverize for a few seconds pressing the spray head.
3. Sit up the baby to let the nose drain out. Collect the mucus on a tissue.
4. Repeat on the other nostril.
5. Gently wipe around the nostrils without putting the tissue into the baby's nose. Clean the tip with water and dry.

Apply to each nostril 2 to 3 times daily.

#### **Warnings:**

- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use the product after the expiry date which is stated on the box and the bottle.
- Store in a cool, dry place. Store below 40° C and protected from direct sunlight or other heat sources.
- In case of a known or suspected allergy to any of the ingredients of this medical device, it is advisable not to use it.



PharmaLink  
Av. Universitat Autònoma, 13  
Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona-SPAIN

Date of review: 07-06-2019

Distribuido por / Distributed by:  
LABORATORIOS NORMON, S.A.  
Ronda de Valdecarriazo, 6  
28760 Tres Cantos - Madrid (ESPAÑA)  
www.normon.es



**NORMON**

OTC